

## PBMC Spin Medium (500 ml)

**Order No.:**60-00092-12


### 概要

PBMCスピンは、高収率で新鮮なヒト血液またはバフィーコートから末梢血単核細胞を分離するための無菌ですぐに使える密度培地です。細胞は、PBMCスピン培地を用いたワンステップ密度勾配遠心分離により濃縮することができます。二重勾配遠心分離におけるLeuko Spin Mediumとの組み合わせにより、高収率・高純度で顆粒球とPBMCをワンステップで分離・分離することが可能です。PBMCスピンメディウムは、既存のプロトコルを変更する必要なく、Ficoll-Paque<sup>1</sup>、Pancoll<sup>2</sup>、Lymphoprepの代替品として使用することができます。濃縮された細胞は、MACS、pluriBead、幹細胞研究など、幅広い下流のアプリケーションに使用することができます。

<sup>1</sup> Ficoll-PaqueはGE Healthcare/Cytivaの商標です

<sup>2</sup> PancollはPAN-Biotech GmbHの商標です

<sup>3</sup> LymphoprepはAlere Technologies Incの商標です

<sup>4</sup> MACSはMiltenyi Biotec GmbHの商標です。

### Additional Information

大きさ	500 ml
納期	1-2
保管状態	室温、光から保護
きせいぶん	研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。
フォーレンジ	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.