


PLT Spin Medium


Order No.
Size

60-00094-10

100 ml



60-00094-11

250 ml



60-00094-12

500 ml

概要

PLT スピン メディウムは、シングル ステップの遠心分離によって新鮮なヒト末梢血から高収率で血小板を分離するための、すぐに使用できる滅菌密度の高いメディウムです。

アプリケーション

Centrifugation scheme for a platelet preparation with PLT Spin Medium




Fig. 1 Preparation of Platelets with PLT Spin density separation medium.




Fig. 2 Enriched platelets are found on the upper layer of the PLT Spin Medium.

Additional Information

納期	1-2
サンプル材料	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
保管状態	室温、光から保護
きせいぶん	研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。
フォーレンジ	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.