

## Leuko Spin Medium (500 ml)

**Order No.:**60-00091-12



### 描述

Leuko Spin是一种无菌的即用型密度培养基，用于从新鲜的人外周血或水皮层中分离所有白细胞，产量高。单核和多核（多叶核）细胞可通过Leuko Spin培养基的单步密度梯度离心来富集。通过与PBMC Spin双梯度离心相结合，可以在一个步骤中以高产率和高纯度分离粒细胞和PBMCs。富集的细胞可用于广泛的下游应用，如MACS（磁激活细胞分选，Miltenyi Biotec GmbH的商标）或干细胞研究。

### Additional Information

大小	500 ml
交付时间	1-2
储存条件	室温，避光
规范性声明	仅供研究使用。不用于诊断程序。
相位范围	6.8 – 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.