

PLT Spin Medium (500 ml)

Order No.:60-00094-12



描述

PLT旋转培养基是一种即用型无菌密度培养基，用于通过单步离心从新鲜人类外周血中高产分离血小板。

Additional Information

| | |
|-------|-----------------|
| 大小 | 500 ml |
| 交付时间 | 1-2 |
| 储存条件 | 室温，避光 |
| 规范性声明 | 仅供研究使用。不用于诊断程序。 |
| 相位范围 | 6.8 - 7.4 |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.