

## Monocytes Spin Medium





**Order No.**
**Size**

Order No.	Size
60-00095-10	100 ml
60-00095-11	250 ml
60-00095-12	500 ml

### 描述

单核细胞自旋培养基是一种即用型无菌密度培养基，用于通过单步密度离心从新鲜外周血或水样皮层中富集高产率的单核细胞。根据样品的不同，其纯度可达到60-80%。Monocytes Spin是一种温和的替代珠子介导的单核细胞富集方法，特别是对于下游应用，如细胞培养和分化。

### Additional Information

交付时间	1-2
样品料	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
储存条件	室温，避光
规范性声明	仅供研究使用。不用于诊断程序。
相位范围	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.