

## High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

**Order No.:**60-01103-12



### 描述

高密度稀释培养基是一种即开即用的无菌培养基，用于制备不同密度的工作溶液，用于富集细胞、细菌和其他颗粒。工作溶液可通过高密度自旋培养基与高密度稀释培养基的稀释来制备。

### Additional Information

大小	500 ml
交付时间	1-2
运输条件	室温
储存条件	室温，避光
规范性声明	仅供研究使用。不用于诊断程序。
相位范围	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.