

## S-pluriBead® Maxi Reagent Kit

**Order No.:**70-50010-12



### Beschreibung

Das Maxi S-pluriBead Reagent Kit enthält 100ml 10xWaschpuffer, 10ml Stabilisierungspuffer, 10ml Inkubationspuffer, 10ml Ablöse-Aktivierungspuffer, 10x 1,8ml Ablösepuffer Konzentrat, 10 S-pluriStrainer, 10 Funnel und 10 Connector Ringe. Dieses Reagent Kit enthält alle Komponenten für bis zu 10 Separationen mit S-pluriBeads®.

### Additional Information

Lieferumfang	10
Lieferzeit	1-2
Spezies	Mensch
Probenmaterial	Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Nabelschnurblut, Knochenmark, primäre Zelllösung
Reinheit	>90%
Lagerbedingungen	Room Temperature; Buffer 4-8 °C; Buffer D -20°C
Regulierungserklärung	Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.