

Leuko Spin Medium (250 ml)

Order No.:60-00091-11



Beschreibung

LeukoSpin Medium ist ein gebrauchsfertiges, steriles Dichtegradientenmedium zur Isolation der humanen Leukozyten aus frischem Vollblut oder Buffy Coat mit hoher Ausbeute. Mononucleäre und Polymorphonucleäre Zellen können über eine einfache Dichtegradientenzentrifugation mit LeukoSpin angereichert werden. In Kombination mit PBMC Spin können durch einen Doppelgradienten gleichzeitig die mononucleären Zellen und Granulozyten einer Probe mit hoher Ausbeute und Reinheit isoliert werden. Die angereicherten Zellen können für eine Vielzahl von Folgeapplikationen verwendet werden, zum Beispiel MACS (magnetic activated cell sorting, eine Handelsmarke von Miltenyi Biotec GmbH) oder Stammzellforschung.

Additional Information

Lieferumfang	250 ml
Lieferzeit	1-2
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, vor Licht geschützt
Regulierungserklärung	Nur zur Verwendung in der Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
ph-Bereich	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.