

M-pluriBead® Mini Reagent Kit

Order No.:70-50010-21



Beschreibung

Das Mini M-pluriBead Reagent Kit enthält 100ml 10xWaschpuffer, 10ml Stabilisierungspuffer, 10ml Inkubationspuffer, 10ml Ablöse-Aktivierungspuffer, 5x 1,8ml Ablösepuffer Konzentrat, 5 M-pluriStrainer, 5 Funnel und 5 Connector Ringe. Dieses Reagent Kit enthält alle Komponenten für bis zu 5 Separationen mit M-pluriBeads®.

Additional Information

Lieferumfang	5
Lieferzeit	1-2
Spezies	Mensch
Probenmaterial	Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Nabelschnurblut, Knochenmark, primäre Zelllösung
Reinheit	>90%
Lagerbedingungen	Room Temperature; Buffer 4-8 °C; Buffer D -20°C
Regulierungserklärung	Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.