

## PLT Spin Medium (500 ml)

**Order No.:**60-00094-12



### Beschreibung

PLT Spin Medium ist ein gebrauchsfertiges Dichtegradientenmedium zur Isolation von Thrombozyten aus frischem humanem Vollblut mit hoher Ausbeute.

### Additional Information

Lieferumfang	500 ml
Lieferzeit	1-2
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, vor Licht geschützt
Regulierungserklärung	Nur zur Verwendung in der Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
ph-Bereich	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.