

10% BSA Stock Solution in 1x PBS



Order No.	Size	Sterility
60-00020-10	50 ml	steril
60-00020-11	250 ml	steril
60-00020-12	500 ml	steril

Beschreibung

10 % BSA-Stammlösung in 1x PBS kann für Zellkulturen, Zellseparations-Waschpuffer, Blockierungsschritte in Western-Blot-, ELISA-, IHC- und Nukleinsäure-Nachweismethoden verwendet werden.

Funktionen von Blocker BSA

- **Gebrauchsfertig** - Pulver muss nicht aufgelöst werden.
- **Rein** - Hochwertiges Rinderserumalbumin als 10-prozentige Lösung bietet weniger Kreuzreaktionen mit Testkomponenten als andere Komponenten.
- **Bequem** - Optimale Ergebnisse für spezifische Anwendungen.

Additional Information

Lieferzeit	1-2
Interessengebiet	Zellbiologie
Sterilität	steril
ph-Bereich	pH 7.4
Lieferbedingungen	Umgebungstemperatur
Lagerbedingungen	Raumtemperatur
Regulierungserklärung	Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.