

## Zentrifugenröhrchen 50 ml (steril, 300 Stück)



**Order No.:**05-00001-01

### Beschreibung

50 ml Zentrifugenröhrchen (Schraubröhrchen) können für eine Vielzahl verschiedener Laboranwendungen, wie beispielsweise Probenvorbereitung, Probenverarbeitung und Lagerung, verwendet werden. Die Zentrifugenröhrchen sind ideal für unsere **pluriStrainer** Zellsiebe geeignet und garantieren einen perfekten Sitz für unseren **Connector Ring**. Weiterhin können die Zentrifugenröhrchen für eine **Dichtegradientenzentrifugation** verwendet werden. Zudem eignen sich die Zentrifugenröhrchen als Auffanggefäß zur Zellisolation mit unserer **pluriBead** Technologie.

Schraubröhrchen, 50 ml, 114 x 28 mm, spitzer Boden, PP, mit aufgedrucktem Schriftfeld und Skalierung, mit aufgesetzter roter Kappe, steril und pyrogenfrei / endotoxinfrei, 25 Stück / Beutel.

### Anwendung

- Auffanggefäß für die Filtration und Reinigung von Flüssigkeiten
- Mischen
- Inkubieren
- Zentrifugieren
- Lagern

### Additional Information

Lieferumfang	300 pcs.
Vorgefüllt	Unfilled
Lieferzeit	1-2
Variante	20 pcs, sterile
Verpackung	25 pcs. / Bag
Lagerbedingungen	Raumtemperatur
Lieferbedingungen	Raumtemperatur

Regulierungserklärung

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

### **Warning and Limitations**

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.