

Funnel (50 pcs. , non-sterile)

Order No.:42-50000-50



Beschreibung

Der Funnel dient als Erweiterung des **pluriStrainer**. Mit dem Funnel wird die Probenbeladung bei größeren Volumina auf den **pluriStrainer** unterstützt. Das Probenvolumens erhöht sich mit dem Funnel von 4 auf maximal 15 ml. Die Kombination aus Funnel, **pluriStrainer** , **Connector Ring** und einem 50 ml **Zentrifugenröhrchen** ermöglicht so die schnelle Filtration von großen Flüssigkeitsvolumina, wie beispielsweise Blut, Buffy Coat, Urin oder Spülflüssigkeiten.

Additional Information

Lieferumfang	50 pcs.
Lieferzeit	1-2
Variante	50 pcs, non-sterile
Lieferbedingungen	Raumtemperatur
Lagerbedingungen	Raumtemperatur
Regulierungserklärung	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.