

## Monocytes Spin Medium, 500 ml

**Order No.:**60-00095-12



### Beschreibung

Monocyte Spin ist ein gebrauchsfertiges, steriles Dichtegradientenmedium zur Anreicherung von Monocyten aus frischem Probenmaterial (Vollblut, Buffy Coat). Abhängig vom Ausgangsmaterial können Reinheiten von 60-80% Monozyten erreicht werden. Monocyte Spin ist eine zellschonende Alternative zu beadbasierten Aufreinigungssystemen für Monozyten, und daher besonders für Folgeapplikationen wie Kultivierung und Differenzierung geeignet.

### Additional Information

Lieferumfang	500 ml
Lieferzeit	1-2
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, vor Licht geschützt
Regulierungserklärung	Nur zur Verwendung in der Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
ph-Bereich	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.