

Monocytes Spin Medium



Order No.
Size

Order No.	Size
60-00095-10	100 ml
60-00095-11	250 ml
60-00095-12	500 ml

Beschreibung

Monocyte Spin ist ein gebrauchsfertiges, steriles Dichtegradientenmedium zur Anreicherung von Monocyten aus frischem Probenmaterial (Vollblut, Buffy Coat). Abhängig vom Ausgangsmaterial können Reinheiten von 60-80% Monozyten erreicht werden. Monocyte Spin ist eine zellschonende Alternative zu beadbasierten Aufreinigungssystemen für Monozyten, und daher besonders für Folgeapplikationen wie Kultivierung und Differenzierung geeignet.

Additional Information

Lieferzeit	1-2
Probenmaterial	Vollblut, PBMC, Buffy Coat, Nabelschnurblut, Knochenmark, primäre Zelllösung
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, vor Licht geschützt
Regulierungserklärung	Nur zur Verwendung in der Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
ph-Bereich	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.