

## High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

**Order No.:**60-01103-12



## **Beschreibung**

Density Diluent Medium ist ein gebrauchsfertiges, steriles Medium zur Herstellung von Arbeitslösungen unterschiedlicher Dichte zur Anreicherung von Zellen, Bakterien und anderen Partikeln. Die Arbeitslösungen können durch die Verdünnung von High Density Spin Medium mit Density Diluent Medium hergestellt werden.

## **Additional Information**

Lieferumfang	500 ml
Lieferzeit	1-2
Lieferbedingungen	Raumtemperatur
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, vor Licht geschützt
Regulierungserklärung	Nur zur Verwendung in der Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
ph-Bereich	6.8 - 7.4

## **Warning and Limitations**

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.