

Funnel (25 pcs. , sterile)



Order No.:42-50000-03

Descripción

Funnel - Sterile device to support sample load onto pluriStrainer.

Additional Information

Tamaño	25 pcs.
Tiempo de entrega	1-2
Variación	25 pcs, sterile
Condición de envío	La temperatura de la habitación
Condición de almacenamiento	La temperatura de la habitación
Declaración reglamentaria	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.