

Leuko Spin Medium (250 ml)

Order No.:60-00091-11



Descripción

Leuko Spin es un medio de densidad estéril, listo para usar, para el aislamiento de todos los leucocitos de la sangre periférica humana fresca o del buffy coat con un alto rendimiento. Las células mononucleares y polimorfonucleares (núcleos multilobulares) pueden ser enriquecidas por una centrifugación de gradiente de densidad de un solo paso con Leuko Spin Medium. Mediante la combinación con PBMC Spin en una centrifugación de doble gradiente es posible aislar y separar granulocitos y PBMC en un solo paso con alto rendimiento y pureza. Las células enriquecidas pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones posteriores, como el MACS (clasificación de células activadas magnéticamente, una marca comercial de Miltenyi Biotec GmbH) o la investigación con células madre.

Additional Information

Tamaño	250 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.