

PBMC 24+ Spin Medium (250 ml)

Order No.:60-00093-11



Descripción

PBMC Spin 24+ Spin es un medio de densidad estéril listo para usar para el aislamiento de PBMC de material de muestra de 8-24 horas de antigüedad (sangre periférica, capa de bofia) a través de una centrifugación de gradiente de densidad de un solo paso. A diferencia del medio de centrifugación de PBMC, el uso de PBMC24+ reduce la contaminación dependiente del tiempo con granulocitos y eritrocitos que se produce en el aislamiento de PBMC de sangre de más de 8 horas. Con PBMC24+ Spin es posible obtener una alta pureza y un rendimiento de hasta el 80% incluso 24 horas después de la toma de muestras. Las células enriquecidas pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones posteriores, como la clasificación de células activadas magnéticamente (MACS) o la investigación de células madre. MACS es una marca registrada de Miltenyi Biotec GmbH.

Additional Information

Tamaño	250 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.