

PLT Spin Medium (100 ml)

Order No.:60-00094-10



Descripción

PLT Spin Medium es un medio de densidad estéril, listo para usar, para el aislamiento de plaquetas en alto rendimiento de la sangre periférica humana fresca a través de la centrifugación de un solo paso.

Additional Information

Tamaño	100 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.