


## PLT Spin Medium (500 ml)

**Order No.:**60-00094-12



### Descripción

PLT Spin Medium es un medio de densidad estéril, listo para usar, para el aislamiento de plaquetas en alto rendimiento de la sangre periférica humana fresca a través de la centrifugación de un solo paso.

### Additional Information

Tamaño	500 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.