

## Monocytes Spin Medium, 100 ml

**Order No.:**60-00095-10



### Descripción

Monocitos Spin Medium es un medio de densidad estéril listo para usar para el enriquecimiento de monocitos en un alto rendimiento de sangre periférica fresca o buffy coat a través de una centrifugación de densidad de un solo paso. Dependiendo de la muestra, es posible una pureza del 60-80%. El centrifugado de monocitos es una alternativa suave al enriquecimiento de monocitos mediado por microesferas, especialmente para aplicaciones posteriores como el cultivo celular y la diferenciación.

### Additional Information

Tamaño	100 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.