

High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

Order No.:60-01103-12



Descripción

Medio diluyente de densidad es un medio estéril listo para usar para la preparación de soluciones de trabajo de diferente densidad para el enriquecimiento de células, bacterias y otras partículas. Las soluciones de trabajo pueden ser preparadas por la dilución de High Density Spin Medium con Density Diluent Medium.

Additional Information

Tamaño	500 ml
Tiempo de entrega	1-2
Condición de envío	La temperatura de la habitación
Condición de almacenamiento	A temperatura ambiente, proteger de la luz
Declaración reglamentaria	Sólo para uso de investigación. No para uso en procedimientos de diagnóstico.
Rango de ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.