

Leuko Spin Medium (100 ml)

Order No.:60-00091-10



Description

Leuko Spin est un milieu de densité stérile, prêt à l'emploi, pour l'isolement de tous les leucocytes du sang périphérique humain frais ou de la couche leucocytaire avec un rendement élevé. Les cellules mononucléaires et polymorphonucléaires (noyaux multilobés) peuvent être enrichies par une centrifugation à gradient de densité en une seule étape avec le milieu Leuko Spin. Grâce à la combinaison avec le milieu PBMC Spin dans une centrifugation à double gradient, il est possible d'isoler et de séparer les granulocytes et les PBMC en une seule étape avec un rendement et une pureté élevés. Les cellules enrichies peuvent être utilisées pour une large gamme d'applications en aval telles que le MACS (triage magnétique des cellules activées, une marque de Miltenyi Biotec GmbH) ou la recherche sur les cellules souches.

Informations complémentaires

Taille	100 ml
Délai de livraison	1-2
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de pH	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.