

PBMC 24+ Spin Medium (100 ml)

Order No.:60-00093-10



Description

PBMC Spin 24+ Spin est un milieu de densité stérile prêt à l'emploi pour l'isolement de PBMC à partir d'échantillons âgés de 8 à 24 heures (sang périphérique, couche de mousse) par centrifugation à gradient de densité en une seule étape. Contrairement au milieu PBMC Spin, l'utilisation de PBMC24+ réduit la contamination par les granulocytes et les érythrocytes qui se produit lors de l'isolement de PBMC dans du sang de plus de 8 heures. Avec PBMC24+ Spin, une grande pureté et un rendement de 80 % sont encore possibles, même 24 heures après le prélèvement. Les cellules enrichies peuvent être utilisées pour un large éventail d'applications en aval, telles que le triage des cellules activées magnétiquement (MACS) ou la recherche sur les cellules souches. MACS est une marque déposée de Miltenyi Biotec GmbH.

Informations complémentaires

Taille	100 ml
Délai de livraison	1-2
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.