


## PLT Spin Medium (500 ml)

**Order No.:**60-00094-12



### Description

PLT Spin Medium est un milieu de densité stérile prêt à l'emploi pour l'isolement de plaquettes à haut rendement à partir de sang périphérique humain frais par centrifugation en une seule étape.

### Informations complémentaires

Taille	500 ml
Délai de livraison	1-2
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de ph	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.