

PLT Spin Medium (500 ml)



P3 Soon plurified Water Park 1 Soon Plurified Water Park 1 Soon Pa

Description

PLT Spin Medium est un milieu de densité stérile prêt à l'emploi pour l'isolement de plaquettes à haut rendement à partir de sang périphérique humain frais par centrifugation en une seule étape.

Informations complémentaires

| Taille | 500 ml |
|----------------------------|--|
| Délai de livraison | 1-2 |
| Les conditions de stockage | Température ambiante, à l'abri de la lumière |
| Déclaration réglementaire | Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic. |
| Gamme de ph | 6.8 - 7.4 |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.