

## Monocytes Spin Medium, 100 ml

**Order No.:**60-00095-10



### Description

Monocytes Spin Medium est un milieu de densité stérile prêt à l'emploi pour l'enrichissement des monocytes avec un rendement élevé à partir de sang périphérique frais ou de couche leucocytaire par centrifugation de densité en une seule étape. Selon l'échantillon, une pureté de 60 à 80 % est possible. La centrifugation de monocytes est une alternative douce à l'enrichissement de monocytes par billes, en particulier pour les applications en aval comme la culture et la différenciation cellulaires.

### Informations complémentaires

Taille	100 ml
Délai de livraison	1-2
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de pH	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.