

Monocytes Spin Medium



Order No.	Size
60-00095-10	100 ml
60-00095-11	250 ml
60-00095-12	500 ml

Description

Monocytes Spin Medium est un milieu de densité stérile prêt à l'emploi pour l'enrichissement des monocytes avec un rendement élevé à partir de sang périphérique frais ou de couche leucocytaire par centrifugation de densité en une seule étape. Selon l'échantillon, une pureté de 60 à 80 % est possible. La centrifugation de monocytes est une alternative douce à l'enrichissement de monocytes par billes, en particulier pour les applications en aval comme la culture et la différenciation cellulaires.

Informations complémentaires

Délai de livraison	1-2
Échantillon de matériel	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de pH	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.