

## High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

**Order No.:**60-01103-12



### Description

Milieu de dilution de densité est un milieu stérile prêt à l'emploi pour la préparation de solutions de travail de densité différente pour l'enrichissement des cellules, des bactéries et d'autres particules. Les solutions de travail peuvent être préparées par la dilution du milieu de filage haute densité avec le milieu diluant de densité.

### Informations complémentaires

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Taille                     | 500 ml   |
| Délai de livraison         | 1-2  |
| Conditions d'expédition    | Température ambiante   |
| Les conditions de stockage | Température ambiante, à l'abri de la lumière                                     |
| Déclaration réglementaire  | Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic. |
| Gamme de pH                | 6.8 - 7.4  |

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.