

Density Diluent Medium (500 ml)

Order No.:60-01063-12



Description

High Density Spin Medium est un milieu stérile prêt à l'emploi pour la préparation de solutions de travail de différentes densités pour l'enrichissement des cellules, des bactéries et d'autres particules. Les solutions de travail peuvent être préparées par la dilution du milieu de filage haute densité avec notre milieu de dilution haute densité.

Informations complémentaires

Taille	500 ml
Délai de livraison	1-2
Conditions d'expédition	Température ambiante
Les conditions de stockage	Température ambiante, à l'abri de la lumière
Déclaration réglementaire	Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Gamme de pH	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.