

Leuko Spin Medium (500 ml)

Order No.:60-00091-12



Descrizione

Leuko Spin è un mezzo di densità sterile e pronto all'uso per l'isolamento di tutti i leucociti dal sangue periferico umano fresco o dal mantello di bufala ad alto rendimento. Le cellule mononucleari e polimorfonucleari (nuclei multilobo) possono essere arricchite da una centrifugazione a gradiente di densità in un unico passaggio con Leuko Spin Medium. Attraverso la combinazione con PBMC Spin in una centrifugazione a doppio gradiente è possibile isolare e separare granulociti e PBMC in un unico passaggio con alto rendimento e purezza. Le cellule arricchite possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni a valle, come MACS (magnetic activated cell sorting, un marchio di Miltenyi Biotec GmbH) o la ricerca sulle cellule staminali.

Additional Information

Dimensione	500 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.