

CD8 M-pluriBead® anti-ms

Order No.:29-00800-20



Descrizione

CD8 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD8+ target cells from any murine sample material. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Mouse (Murine)
Tipi di celle	Cellule NK (sottoinsieme), Cellule T citotossiche
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.