

## CD11b M-pluriBead® anti-ms

**Order No.:**29-011b0-20



### Descrizione

CD11b pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD11b+ target cells from any murine sample material. (2ml)

### Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Mouse (Murine)
Tipi di celle	Monociti, Granulociti, Macrofagi, Cellule NK (sottoinsieme)
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.