

CD14 M-pluriBead® anti-ms

Order No.:29-01400-20



Descrizione

CD14 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD14+ target cells from any murine sample material. (2ml)

Additional Information

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensione | 2 ml |
| Specie | Mouse (Murine) |
| Tipi di celle | Monociti |
| Materiale campione | Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution |
| Purezza | >90% |
| Condizione di conservazione | 4-8 °C |
| Dichiarazione di regolamentazione | For research use only. Not for use in diagnostic procedures, |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.