

CD326 M-pluriBead® anti-ms

Order No.:29-32600-20



Descrizione

CD326 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD326+ target cells from any murine sample material. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Mouse (Murine)
Tipi di celle	Cellule tumorali in circolazione, CTC (Cellule tumorali in circolazione), Cellule epiteliali
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.