

## CD44 M-pluriBead® anti-hu

**Order No.:**19-04400-20



### Descrizione

CD44 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD44+ target cells from any human sample material. (2ml)

### Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Umano
Tipi di celle	Leucociti, La maggior parte delle cellule tissutali
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.