

## CD8 M-pluriBead® anti-hu

**Order No.:**19-00800-20



### Descrizione

CD8 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD8+ target cells from any human sample material. (2ml)

### Additional Information

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dimensione                        | 2 ml  |
| Specie                            | Umano   |
| Tipi di celle                     | Cellule NK (sottoinsieme), Cellule T citotossiche                             |
| Materiale campione                | Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution |
| Purezza                           | >90%  |
| Condizione di conservazione       | 4-8 °C  |
| Dichiarazione di regolamentazione | For research use only. Not for use in diagnostic procedures,                  |

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.