

PBMC 24+ Spin Medium (250 ml)

Order No.:60-00093-11



Descrizione

PBMC Spin 24+ Spin è un mezzo di densità sterile pronto all'uso per l'isolamento di PBMC da materiale campione vecchio di 8-24 ore (sangue periferico, boffy coat) attraverso la centrifugazione a gradiente di densità a passo singolo. A differenza del PBMC Spin Medium, l'uso di PBMC24+ riduce la contaminazione da granulociti ed eritrociti che si verifica nell'isolamento di PBMC di sangue più vecchio di 8 ore. Con PBMC24+ Spin elevata purezza e una resa fino all'80% anche 24 ore dopo il campionamento sono ancora possibili. Le cellule arricchite possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni a valle, come la selezione delle cellule attivate magneticamente (MACS) o la ricerca sulle cellule staminali. MACS è un marchio di fabbrica di Miltenyi Biotec GmbH.

Additional Information

Dimensione	250 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.