

## CD11a M-pluriBead® anti-hu

**Order No.:**19-011a0-20



### Descrizione

CD11a pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD11a+ target cells from any human sample material. (2ml)

### Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Umano
Tipi di celle	Leucociti
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.