

universal S-pluriBead® anti-rabbit

Order No.:31-GTaRB-10



Descrizione

pluriBead universal are developed for the use with external antibodies. They are coated with a polyclonal antibody produced from the serum of a host animal. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Maiale (Porcino)
Tipi di celle	Qualsiasi
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.