

## PLT Spin Medium (250 ml)

Order No.:60-00094-11



## **Descrizione**

PLT Spin Medium è un mezzo di densità sterile pronto all'uso, pronto all'uso, per l'isolamento delle piastrine in alto rendimento da sangue periferico umano fresco attraverso la centrifugazione a singolo stadio.

## **Additional Information**

Dimensione	250 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

## **Warning and Limitations**

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.