

PLT Spin Medium (500 ml)

Order No.:60-00094-12



Descrizione

PLT Spin Medium è un mezzo di densità sterile pronto all'uso, pronto all'uso, per l'isolamento delle piastrine in alto rendimento da sangue periferico umano fresco attraverso la centrifugazione a singolo stadio.

Additional Information

Dimensione	500 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.