

## CD14 S-pluriBead® anti-ms

**Order No.:**29-01400-10



### Descrizione

CD14 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD14+ target cells from any murine sample material. (2ml)

### Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Mouse (Murine)
Tipi di celle	Monociti
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.