

CD43 M-pluriBead® anti-hu

Order No.:19-04300-20



Descrizione

CD43 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD43+ target cells from any human sample material. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Umano
Tipi di celle	Monociti, Celle a T, Granulociti
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizioni di spedizione	Temperatura ambiente
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.