

CD45 S-pluriBead® anti-hu

Order No.:19-04500-10



Descrizione

CD45 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD45+ target cells from any human sample material. (2ml)

Additional Information

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensione | 2 ml |
| Specie | Umano |
| Tipi di celle | Leucociti |
| Materiale campione | Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution |
| Purezza | >90% |
| Condizione di conservazione | 4-8 °C |
| Dichiarazione di regolamentazione | For research use only. Not for use in diagnostic procedures, |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.