

CD193 S-pluriBead® anti-hu

Order No.:19-19300-10



Descrizione

CD193 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD193+ target cells from any human sample material. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Umano
Tipi di celle	Basofilo Granulociti, Eosinofilo Granulociti
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.