

CD271 S-pluriBead® anti-hu

Order No.:19-27100-10



Descrizione

CD271 pluriBead® suspension for the positive cell isolation of CD271+ target cells from any human sample material. (2ml)

Additional Information

Dimensione	2 ml
Specie	Umano
Tipi di celle	Cellule mesemchimali, Le cellule di Schwann, Stelo/cellule stellari
Materiale campione	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
Purezza	>90%
Condizione di conservazione	4-8 °C
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.