

Funnel (50 pcs. , non-sterile)



Order No.:42-50000-50

Descrizione

Funnel - Sterile device to support sample load onto pluriStrainer.

Additional Information

Dimensione	50 pcs.
Tempi di consegna	1-2
Variazione	50 pcs, non-sterile
Condizioni di spedizione	Temperatura ambiente
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente
Dichiarazione di regolamentazione	For research use only. Not for use in diagnostic procedures,

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.