

## Monocytes Spin Medium, 500 ml

**Order No.:**60-00095-12



### Descrizione

Monocytes Spin Medium è un mezzo di densità sterile pronto all'uso, pronto per l'uso, per l'arricchimento di monociti in un alto rendimento da sangue periferico fresco o buffy coat attraverso la centrifugazione a densità a singolo passo. A seconda del campione è possibile una purezza del 60-80%. La centrifugazione dei monociti è un'alternativa delicata per l'arricchimento dei monociti mediato da perline, specialmente per applicazioni a valle come la coltura cellulare e la differenziazione.

### Additional Information

Dimensione	500 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.